



ADELE@home

mit Sicherheit selbstständig

SICHERHEIT ZUHAUSE UND UNTERWEGS

ADELE@home ist ein kleines multifunktionales Gerät, das Sie an wichtige Termine erinnert, Ihren Herzschlag überwacht und bei einem Unfall wie zum Beispiel einem Sturz sofort Hilfe anfordert. Im Außenbereich meldet ADELE@home zusätzlich Ihren aktuellen Standort an die Hilfskräfte. Die ständige Angst, keine rechtzeitige Hilfe zu erhalten wird Ihnen damit genommen – so können Sie sich ohne Sorgen frei bewegen.

ZAHLREICHE WICHTIGE FUNKTIONEN



Herzmonitor *

Erfassung der Pulssrate und Kontrolle über die Herzbelastung



Sturzerkennung

Erfassung der Beschleunigungs-werte und Gefahrenerkennung



Telefonfunktionen

Vorbelegung von je 4 Telefonnummern eingehend und abgehend



Terminkalender

Erinnerung an wichtige Aufgaben wie die Tabletteneinnahme



Notfallalarmierung

Automatische Benachrichtigung bei verschiedenen Notfallsituationen



Webdienste **

Gesicherte Abfrage der Biodaten im Notfall über das Internet



Lokalisierung

Erfassung der GPS-Position und Standort-Weiterleitung im Notfall



Datenaufzeichnung

Langzeitbeobachtung der Biodaten für erweiterte Auswertungen

* Voraussetzung für die Herzzratemessung ist ein ANT+ Sensor (Brustgurt oder Funktionswäsche). Dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten.

** Kostenpflichtige Services: Geo-Fencing, Live Tracking, Live Biodaten-Monitoring, Biodaten-Tagebuch, u.v.m.



für einen sicheren Lebensabend
in den eigenen vier Wänden



ADELE@home

mit Sicherheit selbstständig

ALARMIERUNGEN (einzelnen oder kombiniert aktivierbar)

- Notfallmeldung bei Sturz und ausbleibender Reaktion
- Notfallmeldung bei zu hoher, zu niedriger oder ausbleibender Herzrate
- Notfallmeldung bei zu hoher oder zu niedriger Umgebungstemperatur
- Manuelle Alarmauslösemöglichkeit bei Panik oder kritischen Situationen
- Alarmmeldung bei Überschreiten eines festgelegten Areals (Weglaufalarm)

LIEFERUMFANG

ADELE@home ist sofort einsatzbereit und lässt sich sehr einfach mittels beiliegender Software einrichten. Über das Konfigurationsprogramm werden die Geräteparameter und Benachrichtigungsoptionen einmalig festgelegt und können später bei Bedarf per Datenfunk geändert werden.



Mobilteil

Die Zentraleinheit ist 83mm x 51mm x 15mm und wiegt gerade einmal 80g. Somit kann das Gerät leicht eingesteckt und überall mitgenommen werden.



Bedienungsanleitung

Hier finden Sie verständlich erklärt die ersten Schritte für eine erfolgreiche Inbetriebnahme und eine ausführliche Dokumentation der Funktionen. Die Setup-DVD enthält alle Programme, die für die Einrichtung erforderlich sind.



USB-Kabel und Ladegerät

Mit dem mitgelieferten USB-Verbindungskabel und dem Ladeadapter kann der Mobilteil aufgeladen oder mit einem PC oder Notebook verbunden werden.



für einen sicheren Lebensabend
in den eigenen vier Wänden