

Neuzugänge in der BASIC-LINE

Komfortable Bedienbarkeit, flexible Einsetzbarkeit und das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis sind die Markenzeichen der BASIC-LINE. Die Geräteserie in der bewährten PHYSIOMED-Qualität ist ab sofort um ein Elektrotherapie- und ein Vakuum-Applikationsgerät erweitert.

Vierkanal-Reizstromgerät PHYSIODYN-IF-Basic mit mittelfrequenten Strömen und TENS

Vakuum-Applikationsgerät PHYSIOVAC-Basic (4-Kanal)

Das PHYSIODYN-IF-Basic eröffnet neue Möglichkeiten in der Elektrotherapiebehandlung. Durch die vier unabhängigen Kanäle mit unabhängigen Therapie-Timern können entweder gleichzeitig zwei Behandlungen mit dem klassischen Interferenzstrom (IF) durchgeführt werden oder vier individuell wählbare Behandlungen mit den Stromformen AMF (zweipoliger mittelfrequenter Strom), KOTS (Russische Stimulation) oder TENS (Niederfrequenz).

Ein Indikations-Index mit Behandlungsvorschlägen und Grafiken zur Elektrodenanlage, 25 individuelle Programmspeicher mit Potpourri-Funktion, die bewährte PHYSIOMED Einknopf-Bedienung und das umfangreiche Standardzubehör komplettieren das vielseitig einsetzbare Reizstromgerät.

Eine Applikation der verschiedenen Stromformen mittels Vakuumelektroden ist durch die Verbindung mit dem PHYSIOVAC-Basic (4-Kanal) möglich. Dieses

mikroprozessorgesteuerte Vakuum-Applikationsgerät erfüllt durch die selbstschließenden *Vacustop*-Elektroden, den selbstregelnden Vakuumkreis mit automatischer Pumpenabschaltung, die stufenlos regelbare Pulsation und den Wasserabscheider mit Füllstandsanzeige und automatischer Geräteabschaltung höchste Ansprüche.

Zur Durchführung einer Simultantherapie lässt sich das PHYSIODYN-IF-Basic problemlos mit dem Ultraschall-Therapiegerät PHYSIOSON-Basic kombinieren.

Bei Rückfragen oder Anforderung von Bildmaterial in Druckauflösung kontaktieren Sie bitte:
PHYSIOMED ELEKTROMEDIZIN AG
Sebastian Gründler

PHONE +49 (0) 91 26 / 25 87-22
FAX +49 (0) 91 26 / 25 87-722
E-MAIL sebastian.gruendler@physiomed.de
WEB www.physiomed.de

Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.